



## MODE D'EMPLOI

Article N° : 44 504 10

### POIRE VAGINALE

Retirez la canule vaginale qui est rangée à l'intérieur de la poire pour un gain de place.  
Retournez-la et enfoncez-la sur la poire en la vissant.  
Prenez la poire à lavement, et pompez un liquide, puis introduisez la canule.  
La perforation de l'extrémité de la canule permet l'écoulement du liquide.  
Nettoyez et désinfectez la canule après chaque utilisation.

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.  
Ne pas rentrer la canule entièrement dans l'orifice.  
Bien nettoyer après usage.  
Ne doit pas être utilisé pour plusieurs personnes en même temps.  
Risque de contamination croisées, si pas ou mal nettoyé après un usage uni-personnel  
Vérifier avant utilisation la propreté de l'embout de la canule : risque d'obstruction.

Attention : Ne pas laisser le sac plastique, qui n'est pas un jouet, à la portée des enfants, risque de suffocation.